

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr ref. 6735CAP WYKRYWALNE PŁASTRY SALVEQUICK
DETECTABLE, STERYLNE



1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU

Opis

Zestaw sterylnych, wykrywalnych opatrunków samoprzylepnych (płastrów) w dwóch rozmiarach, średnie i duże, zapakowane w tekturowe pudełko stanowiące wkład uzupełniający do dozownika Cederroth (Salvequick) do opatrunków samoprzylepnych. Sterylność płastrów gwarantuje papierowe zabezpieczenie.

Płastry Salvequick Detectable są wykrywalne przez większość standardowych wykrywaczy metalu. Ich niebieski kolor sprawia, że płastry łatwo dostrzec. Przeznaczone do użytku w przemyśle restauracyjnym i spożywczym. Podczas wyciągania plastra odkleja się jedna z osłonek, dzięki czemu plaster można przykleić na ranę jedną ręką.

Opatrunek samoprzylepny składa się z podłoża równomiernie pokrytego klejem oraz centralnie umiejscowionego chłonnego kompresu. Podczas wyciągania plastra z opakowania, dolna osłona pozostaje w opakowaniu. Następnie można usunąć drugą część folii i opatrunek samoprzylepny jest gotowy do użycia. Plaster można przykleić na ranę jedną ręką.



Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Do momentu użycia produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia maksymalnej ochrony.

2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Zawartość opakowania jednostkowego

<u>Produkt/Materiał</u>	<u>Ilość (szt.)</u>	<u>Wymiary (mm)</u>	
Wkład uzupełniający	6	30 x 88 x 100	
<u>Opakowanie wkładu:</u>		<u>Opatrunek</u>	<u>Kompres</u>
Plastry średniej wielkości	21	72 x 19	24 x 12
Plastry duże	14	72 x 25	24 x 17

Materiał

Folia/podkład	Niebieska, miękka i elastyczna folia z poliuretanu/polistyrenu
Klej	Akrylan
Kompres	Wiskoza laminowana, polipropylen, polietylen - także warstwa bezpośrednio przylegająca do rany oraz folia aluminiowa wykrywalna przez detektory
Osłona	Silikonowany papier i plastik
Zabezpieczenie papierowe	Papier zgrzewany na zimno powleczony klejem na bazie lateksu z osłonką
Opakowanie	Tektura

Okres przechowywania: 5 lat

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU

	CU	SKU	Paleta
GTIN:	7310610067359	7310806735000	-
Zawartość:	6 wkładów	10 CU	11 SKU/warstwa x 5 warstw
Wymiary (szer. x dł. x wys. mm):	150 x 100 x 90	155 x 513 x 190	Paleta 800 x 1200 x 1100
Waga brutto:	194 g	2177 g	145 kg
Materiał opakowaniowy:	Tektura 28 g	Tektura falista 237 g	-



Cederroth AB, Kanalvägen 10 A, Box 715, 194 27 Upplands Väsby, Sverige, Telefon 08-590 963 00
www.firstaid.cederroth.com firstaid@cederroth.com

Wersja: 07
Wydana: 30.09.2015